


بسمه تعالیٰ

استاندارد نمونه برداری در باغ و نهالستان و دستورالعمل ردهایی بیمارگرها قارچی
Verticillium dahliae, Rosellinia necatrix, Armillaria mellea, Fusarium spp.)
خاکزاد (*Pythium spp.* ، *Phytophthora spp.*) و شبه قارچی (*Rhizoctonia solani*
ذکر شده در استانداردهای سلامت




فهرست

۱	نمونه برداری
۲	تعاریف
۳	نحویه
۴	نمونه هر کب خاک
۵	نمونه مركب نهال با درخت
۶	نمونه برداری تصادفی
۷	نمونه برداری تصادفی از خاک باخ مادری یا نهالستان
۸	روابوت خاک در زمان نمونه برداری
۹	بررسی میدانی مواد گیاهی در باخ مادری و نهالستان
۱۰	زمان نمونه برداری
۱۱	دستورالعمل نمونه برداری تصادفی از مواد گیاهی در نهالستان
۱۲	دستورالعمل نمونه برداری تصادفی از مواد گیاهی در باخ
۱۳	نمونه برداری انتخابی از نهالستان و باخ
۱۴	ردبایی بیمارگرها قارچی مورد نظر استاندارد سلامت نهال
۱۵	دستورالعمل ردبایی آسودگی به <i>Rosellinia necatrix</i> در خاک
۱۶	بازرسی میدانی و جستجو برای علام مهم آسودگی به بوسیدگی سفید دزلباتی
۱۷	دستورالعمل ردبایی آسودگی به <i>Rosellinia necatrix</i> در ریشه های آسوده
۱۸	ردبایی آسودگی به <i>Verticillium dahliae</i> در خاک
۱۹	دستورالعمل ردبایی آسودگی به <i>Verticillium dahliae</i> در خاک
۲۰	بازرسی میدانی و جستجو برای علام مهم بیزمردگی ورتبیومی
۲۱	دستورالعمل ردبایی آسودگی به <i>Verticillium dahliae</i> در شاخه های آسوده
۲۲	دستورالعمل ردبایی آسودگی به <i>Armillaria mellea</i> در خاک
۲۳	بازرسی میدانی و جستجو برای علام مهم آسودگی به بوسیدگی آرمیلاریایی
۲۴	دستورالعمل ردبایی آسودگی به <i>Fusarium spp.</i> در خاک
۲۵	محیط های کشت مناسب جهت شناسایی <i>Fusarium spp.</i>
۲۶	دستورالعمل ردبایی آسودگی به <i>Fusarium spp.</i> از بافت میزان



- ۱۹ دستورالعمل ردبایی آردگی به *Rhizoctonia solani* در خاک
- ۲۰ ردبایی بیسارگرهای شبه فارجی مورد نظر در استانداره سلامت نهال
- ۲۰ دستورالعمل ردبایی آردگی به *Phytophthora spp.* در خاک
- ۲۱ بازرگانی میدانی و جستجو برای علائم مهم آردگی به *Phytophthora spp.*
- ۲۱ دستورالعمل ردبایی آردگی به *Phytophthora spp.* در ساقه ها و شاخه ها
- ۲۲ دستورالعمل ردبایی آردگی به *Phytophthora spp.* در تن و طوقه درختان
- ۲۲ دستورالعمل ردبایی آردگی به *Pythium spp.* در خاک
- ۲۵ منابع



نمونه برداری

تعاریف

نمونه اولیه: قسمتی از خاک، نهال (ریشه، ساقه، طوقه) و یا درخت (برگ، شاخه، طوق، ریشه) که به شکل تصادفی گرفته می‌شود.

نمونه مرکب خاک: هر نمونه مرکب خاک از ۱۰ نمونه اولیه (زیر نمونه) تشکیل می‌شود.

نمونه مرکب نهال یا درخت: در مورد نهال به مجموع ۱۰ نمونه اولیه از ۱۰ نهال و در مورد درخت، به مجموع ۱۰ نمونه اولیه از ۵ درخت (۲ نمونه اولیه از هر درخت) یک نمونه مرکب گفته می‌شود.

نمونه برداری تصادفی

نمونه برداری تصادفی شامل انتخاب تعدادی نمونه از یک جمعیت است به گونه‌ای که هر نمونه شانس برابر برای انتخاب شدن داشته باشد. بنابراین چنانچه تنها از بخشی از نهالستان و یا باغ که دسترسی بیشتری به آن وجود دارد، نمونه برداری تصادفی انجام شود، نمونه به دست آمده نمی‌تواند نماینده کل جمعیت (جمعیت میکروارگانیزم‌های خاک، نهال‌های موجود و یا درختان) باشد و به عبارت بهتر نمونه ای که به این ترتیب تهیه شده باشد، تصادفی نیست. جهت بررسی وضعیت سلامت خاک پیش از احداث نهالستان یا باغ مادری و یا ارزیابی سلامت باغ مادری یا نهالستان، نمونه برداری تصادفی انجام می‌شود. (Celetti 2012، بی‌نام ۱۳۹۰، Pedigo 1996).

نمونه برداری تصادفی از خاک پیش از احداث باغ مادری یا نهالستان

به منظور ارزیابی وضعیت سلامت خاک پیش از احداث نهالستان یا باغ مادری، از خاک به طور تصادفی نمونه برداری می‌شود. هر نمونه خاک به صورت مرکب بوده و از ۱۰ نمونه اولیه کوچکتر تشکیل می‌شود. نمونه برداری پس از حذف زوائد سطح خاک از عمق صفر تا ۳۰ سانتی متر انجام می‌شود. نمونه‌های اولیه به صورت جدا از هم برداشته می‌شوند و جهت تهیه نمونه مرکب در محل نمونه برداری، مخلوط می‌شوند. نمونه ارسالی از این نمونه مرکب تهیه و به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. (Celetti 2012، بی‌نام ۱۳۹۰). تعداد نمونه مورد نیاز به اندازه باغ یا نهالستان بستگی دارد و در جدول ۱ آورده شده است، (Anonymous, 2010)



جدول ۱ - تعداد نمونه اولیه از خاک براساس سطح نهالستان (Anonymous, 2010)

تعداد نمونه اولیه	اندازه نهالستان یا باغ مادری
(۵ نمونه مرکب)	کمتر از ۱ هکتار
(۱۰ نمونه مرکب)	از ۱ تا ۲ هکتار
(۲۰ نمونه مرکب)	از ۲ تا ۴ هکتار
(۳۰ نمونه مرکب)	بیشتر از ۴ هکتار

توجه: ابزار نمونه برداری از خاک قبل از نمونه برداری از خاک یک نهالستان - نهالستانی که برای آن یک برجسته مجوز صادر خواهد شد - پس از نشستشو با آب با هیپوکلریت سدیم ۱۰ درصد (وابتکس تجاری) ضد عفونی می‌گردد. علاوه بر آن کفش یا چکمه فرد نمونه بردار برای جلوگیری از انتقال آبودگی به بلوک های دیگر نهالستان و با نهالستان‌های دیگر باید تمیز و ضد عفونی شود.

روطوبت خاک در زمان نمونه برداری

روطوبت خاک در زمان نمونه برداری باید در حد ظرفیت مزرعه و یا کمی پایین تر باشد. تهیه نمونه از خاک‌های خشک و خیس توصیه نمی‌شود. برای حفظ رطوبت خاک و همچنین جلوگیری از رشد باکتری‌ها نمونه‌های ارسالی ابتدا باید در پاکت کاغذی و پس از آن در کیسه‌های پلاستیکی سرسته قرار داده شوند و پس از ثبت مشخصات بر روی آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان به آزمایشگاه فرستاده شوند (Leslie & Summerell, 2006؛ بی‌نام ۱۳۹۰).

بررسی میدانی مواد گیاهی در نهالستان

جهت ارزیابی سلامت نهالستان از نمونه برداری تصادفی استفاده می‌شود. تعداد نهال مورد مشاهده در بررسی میدانی نهالستان بسته به وسعت نهالستان متفاوت می‌باشد و چنانچه تعداد نهال از ۱۰۰۰۰ بیشتر باشد ۱۰ کل نهال موجود در نهالستان را شامل می‌شود (جدول ۲). ذکر مشخصات مربوط به نهالستان در فرم ویژه ضروری می‌باشد (جدول ۳).

توجه: ابزار نمونه برداری پس از هر بار نمونه برداری از یک ناحیه و یا ردیف نهال باید ابتدا با آب شستشو داده شده و سپس با هیپوکلریت سدیم ۱۰ درصد ضد عفونی شوند.



جدول ۲ - تعداد نهال مورد مشاهده بر حسب تعداد نهال در نهالستان (Anonymous, 2010)

تعداد نهال در نهالستان	تعداد نهال مورد مشاهده *
کمتر از ۱۰۰۰	نهال ها
از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰	نهال ها
از ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰	نهال ها
بیشتر از ۱۰۰۰۰	نهال ها

* کمترین تعداد مورد نیاز برای مشاهده علائم با اطمینان ۹۵ درصد.

زمان نمونه بردازی

جهت ردیابی بیمارگر در باغ مادری یا نهالستان، بسته به بیمارگر باید سالیانه و در زمان توسعه بیمارگر نمونه بردازی انجام شود. برای ردیابی آلدگی فیتوفتراپی، پیتیومی، ریزوکتونیاپی، فورزاریومی، رزلینیاپی، ورتسلیومی و آرمیلاریاپی ۱ تا ۲ ماه پس از باز شدن شکوفه ها در بهار و حتی پس از توسعه کامل برگ ها نمونه بردازی انجام می شود.




جدول ۳ - فرم مربوط به مشخصات نهالستان

ردیف	مراحل بررسی	شرح عملیات	نام تولید کننده/شرکت:	استان:	آدرس دقیق نهالستان:
نوع ملک:	محل اروستا:	نایاب بازدید کارشناسی	موقعیت جغرافیایی (GPS) :	نهالستان:	
		نتایج بازدید کارشناسی			
		توضیحات لازم			
		حالات			
		مناسب	رعایت فاصله		
		نامناسب	ایزو ۹۰۰۱		
		دارد	عنقهای هرز		
		ندارد	غائب و داشتی		
		آیش	سابقه گاشت		
		کشت قبلي	(آیش - تذوب)		
		چاه عمیق			
		رودخانه / نهر			
		قات / چشمه			
		روش آبیاری			
		پلمری	گزنه پایه		
		روزیشی			
		فاصله روی خطوط			
		فاصله بین ردیف ها	تراکم نهال		
		رقیب			
		علف های هرز			
		ناقل			
		آفات			
		علام بیماری	نوع آفات و بیماری		
		دور آبیاری			
		منظوم / نامنظم	آبیاری و گودهای		
			رعایت بهداشت		
			زراعی		



دستورالعمل نمونه برداری تصادفی از مواد گیاهی در باغ

برای ارزیابی وضعیت سلامت باغ مادری جهت صدور گواهی سلامت، از درختان باغ به شکل تصادفی نمونه برداری می شود. جهت نمونه برداری تصادفی در باغ از الگوی شکل ۲ استفاده می شود. بر اساس این الگو، ردیف های کاشت همه و یا به صورت یک در میان، برای نمونه برداری انتخاب می شوند. سپس از درختان موجود در هر ردیف به صورت یک یا دو در میان نمونه برداری انجام می شود. جهت نمونه برداری از تاج درخت حداقل از ۲ شاخه مختلف درخت نمونه برداری می شود (Anonymous, 2010).



هر یک از ردیف ها و تهیه دو نمونه اولیه
از سایه انداز هر درخت

شکل ۲- الگوی مورد استفاده در نمونه برداری تصادفی در باغ

توجه: ابزار نمونه برداری پس از هر بار نمونه برداری از یک ناحیه و یا ردیف درخت ابتدا باید با آب شستشو داده شده و سپس با هیبوکلریت سدیم ۱۰ درصد ضد عفونی شوند.

نمونه برداری انتخابی از نهالستان و باغ


این نمونه برداری با هدف تعیین آلودگی باع مادری یا نهالستان در مواردی که علائم بیماری وجود دارد، انجام می شود. نمونه برداری از مواد گیاهی (ساقه، تن و ریشه) درخت و نهال مشکوک به آلودگی و خاک و یا بستر کشت اطراف آن ها صورت می گیرد

(بی نام ۱۳۹۰). در نمونه برداری انتخابی مطابق الگو (شکل ۳) نمونه برداری با تهیه نمونه مرکب از ریشه ها، شاخه ها و خاک انجام می شود (Celetti 2012، بی نام ۱۳۹۰). برای نمونه برداری از خاک از پروب استاندارد نمونه برداری استفاده می شود و از خاک ناحیه ریزوسفر نمونه برداری می شود. نمونه برداری پس از حذف ضایعات سطح خاک از عمق صفر تا ۲۰ سانتی متر انجام می شود. هر نمونه خاک به صورت مرکب



است و از ۱۰ نمونه اولیه کوچکتر شکل می شود. نمونه های اولیه به صورت جدا از هم به آزمایشگاه منتقل می شوند. (Anonymous, 2010)

در صورت وجود علایم تبیک یا مشکوک در تعدادی از نهال های نهالستان مورد بررسی، کل نهال های آلدده جهت بررسی نمونه برداری شوند و در صورت عدم وجود علایم مشخص یا مشکوک در نهال ها، جند نمونه به صورت تصادفی جهت بررسی آزمایشگاهی انتخاب می شود.



شکل ۳- روش نمونه برداری انتخابی از خاک و مواد گیاهی در باغ

رديابي بيمارگرهای قارچی مورد نظر در استاندارد سلامت نهال

دستورالعمل رديابي آلوودگري به *Rosellinia necatrix* در خاک

الف - طعمه گذاري در خاک (Carlucci et al., 2013)

۱- نمونه برداری

زير نمونه: ۵۰۰ گرم خاک (۱۰ عدد از نقاط مختلف سطح نهالستان) به هر يك از زير نمونه ها ۳۰ ميلي ليتر آب اضافه می شود.

نمونه مرکب: تهيه نمونه مرکب به ميزان ۱ کيلو گرم پس از مخلوط کردن زير نمونه ها

۲- تهيه قطعات چوب طعمه: قطعات چوب درخت سپيدار (Poplar) يا توت به طول ۶ سانتي متر و عرض ۱ سانتي متر. جهت آماده سازی طعمه پيش از استفاده باید ۲ بار و هر بار به مدت ۲۰ دقيقه و دماي ۱۲۱ درجه سلسیوس اتوکلاو شوند.

۳- هر نمونه مرکب خاک را در گلدان ریخته و در هر گلدان ۱۰ عدد طعمه به شكل عمودی قرار داده می شوند به طوري که سر قطعات خارج از خاک باشد.


۴- گلدان ها با نایلون پوشانده شده و به مدت ۱۰ روز در ۲۵ درجه سلسیوس انکوبه می شوند.



دستورالعمل نمونه برداری تصادفی از مواد گیاهی در نهالستان

جهت سهولت در نمونه برداری و رعایت اصل تصادف در نمونه برداری از نهالستان، از نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده (شکل ۱) استفاده می شود. به این ترتیب که ردیف های موجود در نهالستان به چند بلوک تقسیم می شود. پس از آن نمونه برداری تصادفی از هر بلوک به صورت مجزا صورت می گیرد. تعداد نهال در هر بلوک بسته به وسعت نهالستان متفاوت است (Pedigo 1996). نمونه برداری در نهالستان در طی فصل رشد انجام می شود در صورتی که تعداد نهال در نهالستان ۱۰۰۰ الی ۱۰۰ اصله باشد، ۱ الی ۲ درصد نهال ها نمونه برداری شود. در صورتی که تعداد نهال در نهالستان بیش از ۱۰۰۰ اصله باشد، ۱ الی ۲ در هزار نهال ها-۰/۱ تا ۰/۲ درصد نمونه برداری گردد.

هر یک از نمونه ها از نظر علائم ظاهری در ریشه و اندام های هرایی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس به ازای هر ۱۰ نمونه اولیه (یک نمونه مرکب) یک نمونه انتخاب و برای جلوگیری از رشد فارج های سaprofیت نمونه ها در پاکت های کاغذی به آزمایشگاه فرستاده می شود (بیانم ۱۳۹۰).



الگوی تهیه نمونه های اولیه

هر یک از بلوک های موجود در نهالستان که از ۱۰ ردیف نهال تشکیل شده است.

شکل ۱- الگوی مورد استفاده در نمونه برداری تصادفی از نهالستان



- ۵- فطعات طعمه از نظر رشد میسلیوم سفید رنگ خاک بر روی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
- ۶- خاک گلدان هایی که چوب طعمه در آن ها قادر میسلیوم رشد یافته بسیار گر باشد، عاری از بیمارگر ارزیابی می شود.

توجه ۱: انکوباسیون به مدت بیش تر از ۱۰ روز به دلیل پوشانده شدن میسلیوم سفید و تیپیک قارچ با سaproوفیت های خاک و دشوار سدن شناسایی توصیه نمی شود.

توجه ۲: زمان نمونه برداری برای ردیابی آلدگی *Rosellinia necatrix* در خاک اوایل بهار (اوایل فصل رشد) می باشد.

ب-کشت عصاره رقیق رقیق شده خاک بر روی محیط های کشت نیمه انتخابی (Freeman and Sztejnberg 1992,Dhingra & Sinclair, 1995)

۱-تهیه محیط های کشت

محیط کشت رزینگال -PDA- استرپتومایسین:

محیط کشت پایه PDA ۱ لیتر

رزینگال (Rose Bengal) ۵۰-۳۰ میکرو گرم در میلی لیتر

استرپتومایسین (Streptomycin) ۱۰۰-۵۰ میکرو گرم در میلی لیتر

محیط کشت کلرامفینیکل -PDA:


محیط کشت پایه PDA ۱ لیتر

رزینگال (Chloramphenicol) ۲۵ میلی گرم

۲- تهیه عصاره خاک: ۹۰ میلی لیتر آب به ۱۰ گرم خاک در اولن افزوده می شود. سپس به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه هم زده می شود. ۱ میلی لیتر از این سوپرپاتسیون به پتری دیش محتوی محیط کشت افزوده می شود. پتری دیش ها به مدت ۱ هفته در ۲۵ درجه سلسیوس انکوبه می شوند و سپس مورد بررسی قرار می گیرند.

بازرسی میدانی و جستجو برای علائم آلدگی به پوسیدگی سفید رزلینیایی

بیماری پوسیدگی سفید ریشه یکی از بیماری های مهم سیستم دیشه در بیش از ۱۷۰ گونه میزان گیاهی از گیاهان زراعی و علف های هرز گرفته تا درختان برگ پهنه سایه انداز و درختان میوه به شمار می رود. علائم



این پوسیدگی عبارتند از عدم وجود استحکام کافی در ریشه های آلوده و تیره ترشدن آن ها نسبت به ریشه های سالم، وجود میسلیوم های قارچ بر روی چوب و در زیر پوسته خارجی ریشه، میسلیوم ها در ابتدا سفید و روشن بوده ولی در مراحل بعدی خاکستری و قهوه ای می شوند. ریشه های فرعی با میسلیوم سفید و پنهان ای شکل پوشیده می شوند. پس از مدتی این ریشه ها کاملا از بین می روند و به همین دلیل نهال های مبتلا به بیماری را می توان به راحتی از خاک نهالستان بیرون کشید. علائم بیماری بر روی ریشه های فرعی تازمانی قابل مشاهده است که این ریشه ها به وسیله بیمارگر از بین ترفته باشند.

توجه: در آلودگی به پوسیدگی سفید ممکن است ریزومورف های سفید و غیر یکنواختی بر روی پوست تولید شود.

دستورالعمل ردیابی آلودگی به *Rosellinia necatrix* در ریشه های آلوده

(Freeman and Sztejnberg 1992, Ruano-Rosa et al., 2007)

- ۱- شستشوی ریشه های آلوده با آب شیر تا حذف کامل خاک موجود بر روی آن ها.
- ۲- جدا کردن پوست و قسمتی از چوب ناحیه آلوده و تهیه قطعاتی از آن به طول تقریبی ۲ سانتی متر.
- ۳- ضد عفنونی سطحی به مدت ۵ دقیقه با هیپوکلریت سدیم ۵ درصد.
- ۴- شستشوی قطعات ضد عفنونی شده با آب استریل به تعداد ۳ بار.
- ۵- خشک کردن قطعات بر روی کاغذ صافی استریل.
- ۶- قرار دادن بر روی محیط های کشت آزمایشگاهی دارای آنتی بیوتیک مانند MEAS, PDAcl, WAcl.
- ۷- انکوباسیون در شرایط تاریکی و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت یک هفته.
- ۸- بررسی پتری دیش ها و ردیابی قارچ بیماریزا با تولید تورم های هیفنی گلابی شکل در محل دبوره عرضی بر روی ریشه ها.

ردیابی آلودگی به *Verticillium dahliae* در خاک

V. dahliae در مناطق معتدل به ویژه در کشت آبی مهم است. بیش از ۳۰۰ نوع میزبان چوبی و درختی به این بیمارگر حساس می باشند. پس از آلودگی میزبان به قارچ بیمارگر هیچ اقدام درمانی موجود نمی باشد. بیکرواسکلت های قارچ بیمارگر برای سال ها توانایی بیماریزا خود را حفظ می کنند (Wilhelm, 1995) تاکنون جهت ردیابی و تعیین کمیت قارچ بیمارگر در خاک از روش های مختلفی استفاده شده است. مانند کشت و سنجش خاک بر روی محیط کشت، سنجش های بیولوژیکی، روش های مولکولی و مبتنی بر PCR.



ردیابی و شمارش میکرواسکلرلت فارج بیمار گر به طور سنتی با قرار دادن خاک بر روی محیط نیمه انتخابی و شمارش کلتهای پس از انکوباسیون صورت می‌گیرد. روش‌های کشت و سنجش خاک ممکن است تخمین درست و ثابتی از جمعیت فارج بیمار گر به دست ندهد. میزان بازیافت فارج بیمار گر در سنجش‌های مختلف و در آزمایش گاه‌های مختلف متفاوت بوده است (Termorshuizen, 2000). برای دست یابی به کلتهای قابل ردیابی *V. dahliae* بر روی پتری، میکرواسکلرلت‌ها باید جوانه زده و پس از رشد و تولید ریسه، دوباره میکرواسکلرلت تولید کنند. جوانه زنی میکرواسکلرلت‌ها در خاک تحت تأثیر فرایندی به نام میکروبیوستازی (microbiostasis) بازداری می‌شود. این فرایند با افزوده شدن منابع کربن و نیتروژن موجود در ترشحات ریشه به ریزوسفر منتقل می‌شود. (Olsson and Nordbring-Hertz, 1985; Emmatty and Green, 1996). با این وجود محیط‌های غذایی غنی برای کشت خاک مناسب نیستند چرا که در این صورت *V. dahliae* با رشد سریع فارج‌های دیگر پوشانده می‌شود. مناسب ترین راهبرد در این زمینه بهینه سازی محیط‌های غذایی ضعیف با مواد دیگر است. دسته‌ای از مواد مورد استفاده دارای ترکیب ناشناخته و نامعین بوده و بنابراین نتیجه آزمون آن‌ها تکرار پذیر نیست. برای نمونه عصاره خاک از این دسته اند (Harris et al., 1993; Menzies and Griebel, 1967) که البته وقتی ردیابی میکرواسکلرلت بیمار گر در خاک برای صدور مجوز‌های قانونی صورت می‌گیرد، کاربرد آن‌ها توصیه نمی‌شود & (Goud, 2003). علاوه بر نیاز به تحریک کننده‌های رشد، کاربرد منابع کربن نیمه اخصاصی نیز مورد نیاز می‌باشد. برای نمونه پکتات (polygalacturonic acid) و اتانول که تنها به وسیله گروه کوچی از فارج‌های دیگر مورد متابولیز فرار می‌گیرد، ناکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند (Zehsasian, 1959). افزون بر آن (NPX, Nadakavukaren and Horner, 1966) نیز برای Tergitol NP-10، (P-3889, 2004) محدود کردن رشد کلتهای قارچی و به دلیل اثرات آنتی بیوتیکی به محیط افزوده می‌شود. نتایج نشان داده است که شمارش میکرواسکلرلت‌ها در روش‌های مبتنی بر محیط کشت حتی به طور معنی داری با برنده آگار مورد استفاده تغییر می‌کند (Goud & Termorshuizen, 2003). هم اکنون استفاده از پلی پکتات‌ها به بهینه سازی اسیدیت با NaOH نیاز دارد. زیرا به دلیل توقف تولید نوع مناسب آن یعنی P-1879 ماده به طور جایگزین استفاده می‌شود (Kabir et al., 2004). آزمون‌های سنجش خاک به سه نوع، کشت سوسپانسیون خاک (wet-plating)، کشت ذرات خشک خاک (dry-plating) و کشت رفت‌های متالی خاک بر روی محیط کشت (dilution plating method) دسته‌بندی می‌شوند (Kabir et al., 2004). اگرچه مقایسه بین نتایج این روش‌ها پیش‌تر انجام گرفته است ولی در نتایج این مطالعات مقایسه‌ای گاهی اختلاف مشاهده می‌شود. در مواردی wet-plating و گاهی dry-plating بهتر و کارآمد تر شناخته شده‌اند (Smith & Rowe, 1984; Termorshuizen, 2000). عوامل مختلفی مانند اندازه ذرات خاک، نوع محیط کشت، میزان خاک مورد استفاده، مدت زمان انکوباسیون، بافت خاک (درصد شن و



ستگ موجود در آن) و میزان اسیدیته خاک در باز یافت قارچ بیمار گر از خاک دخالت دارند (Harris et al., 1993, Kabir et al., 2004, Wheeler & Rowe, 1995)

دستورالعمل ردیابی آنودگی به *Verticillium dahliae* در خاک

برای ردیابی و شمارش میکرواسکلرلت های قارچ بیمار گر از عصاره رقیق شده خاک (dilution plating) بر روی محیط های کشت نیمه انتخابی مانند محیط کشت الكل آگار (Nadakavukaren and Horner 1959)، محیط نیمه اختصاصی سورنسن NPX (Sorenson's NPX)، محیط کشت اختصاصی شماره ۳ (Dhingra and Sinclair 1995) و یا محیط کشت اختصاصی Christen, 1981 کشت داده می شود. محیط کشت NPX برای محدود کردن رشد کلی های قارچ دارای ماده ۱۰- Tergitol NP-10 (Anonymous, 2013) می باشد

: (Nadakavukaren and Horner 1959)

آگار	۲۰ گرم	الکل انیلیک ۹۶ درصد
------	--------	---------------------

محیط کشت اختصاصی ورقبسلیوم(محیط اختصاصی شماره ۳):

عصاره خاک	۲۵ میلی لیتر	
	۴ گرم	K ₂ HPO ₄
آگار	۲۰ گرم	
پلی گالاكتورونیک اسید (Polygalacturonic acid)	۲ گرم	
استرپتومایسین	۵۰ میلی گرم	

:Cheristen 1981

عصاره خاک	۲۵ میلی لیتر	
	۱ گرم	K ₂ HPO ₄
آگار	۱/۵ گرم	KCl
	۰/۱ گرم	FeNaEDTA
آل آسپارازین	۲۰ گرم	
	۲ گرم	

ال سوربورز	۲ گرم
استرپتومایسین سولفات	۳۰ میلی گرم
کلرونیتریزین٪۷۵	۱۰ گرم
اکسگال	۰/۵ گرم
ففریک اسید٪۱۰	۴/۰ میلی لیتر

توجه: پیش از تهیه عصاره خاک انجام ضد عفونی سطحی خاک به کمک یک پنبه آغشته به الکل شعله ور به کاهش جمعیت سارپوفیت ها و ردیابی راحت‌تر بینمارگر از خاک کمک می‌کند (توصیه خانم دکتر نرافی، مکاتبات شخصی)


بازرسی میدانی و جستجو برای علائم مهم پژمردگی و رتیسلیومی

علائم این بیماری شامل پژمردگی، زردی، نکروز حاشیه برگ ها و مرگ برگ ها ممکن است از شاخه های کوچک شروع شود و در داخل گیاه توسعه یابد. بیماری در سالهای بعدی پس از آلودگی توسعه می یابد. به ندرت ممکن است در طول یک فصل تمام گیاه، چهار مرگ شود. کوتولگی در نتیجه کند شدن رشد درخت آلوده معمول می باشد و ممکن است در بعضی از گونه های گیاهی متتحمل تنها علامت بیماری باشد. آلودگی به این عامل بیماری زا به طور معمول سبب بروز تغییر رنگ در چوب می شود. این تغییر رنگ به صورت خطوط در پوست درخت و ایجاد حلقه های قهوه ای، سیاه در چوب مشاهده می شود.

دستورالعمل ردیابی آلودگی به *Verticillium dahliae* در شاخه های آلوده

(صانعی و همکاران، ۱۳۸۹، Kabir et al., 2004, Kuchta et al., 2008)

- ضد عفونی سطحی قطعه ای به طول ۴ سانتی متر از شاخه ۲ ساله دارای علائم با الکل اتیلیک و سوزاندن الکل باقیمانده روی پوست شاخه.
- جدا کردن پوست شاخه با چاقو با اسکالپل استریل.
- برش شاخه ضد عفونی شده به قطعاتی به طول تقریبی حدود ۲ سانتی متر.
- قرار دادن قطعات برشیده شده بر روی محیط کشت چاپک-آگار (Czapek-Dox agar).
- انکوباسیون در شرایط تاریکی و دمای ۲۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱۲ روز.



بازرسی میدانی و جستجو برای علائم مهم آلدگی به پوسیدگی آرمیلاریایی انجام بازرسی میدانی در اوایل پاییز همزمان با ظهور کلاهک قارچ به دلیل کندی رشد قارچ بازیدبومیست بر روی محیط های آرماشگاهی و رشد سریعتر ساپروفتیت ها، استفاده از روش های پیشرفته مبتنی بر DNA توصیه می شود.

دستور العمل ردیابی آلدگی به *Fusarium spp.* از خاک

برای جداسازی گونه های فوزاریوم از خاک می توان از روش رقیق سازی و کشت عصاره خاک بر روی محیط کشت و یا از روش طعمه گذاری بافت گیاه میزان استفاده شود (Leslie & Summerell, 2006).

(الف) کشت عصاره رقیق شده خاک:

- ۱- تهیه عصاره خاک به نسبت ۱:۱۰۰۰ و پس از آن رقیق سازی دوباره آن به نسبت ۱:۱۰۰۰۰
- ۲- کشت یک میلی لیتر از سوسپانسیون عصاره رقیق شده بر روی محیط کشت آب آگار (WA) و یا یک محیط کشت انتخابی (Warecup, 1955)
- ۳- انکوپاسیون ظروف پتروی دیش کشت داده شده در روشنایی و دمای ۲۵ درجه سلسیوس.
- ۴- مشاهده کلنی و اسپورهای ویژه قارچ در نتیجه ز جوانه زنی پروپاگول های قارچ موجود در سوسپانسیون خاک. استفاده از کلید شناسایی ویژه قارچ (Waksman, 1922; Nelson *et al.*, 1983)

(ب) طعمه گذاری در خاک:

این روش برای جداسازی گونه های فوزاریوم از خاک روی تکه هایی از بافت گیاهی طعمه که در خاک قرار داده می شود، به کار گرفته می شود.

- ۱- شستشوی نمونه خاک محتوی با سه سری الک ۰/۵۸، ۰/۰ و ۰/۱۵ میلی متری.
- ۲- جداسازی و حذف ذرات درشت و بقایای ریشه گیاهان بر روی الک های درشت تر.
- ۳- کشت نمونه باقی مانده بر روی الک های ریز تر بر روی محیط کشت اختصاصی نش اشنایدر (Nash & Snyder).
- ۴- مشاهده کلنی های قارچ فوزاریوم پس از ۵-۷ روز.

محیط کشت اختصاصی (PPA (Nash&Snyder)) :

PPA یک محیط کشت پایه است که آنتی بیوتیک و قارچ کش به آن افزوده شده و به صورت انتخابی برای جداسازی گونه های مختلف فوزاریوم از خاک و بافت های آلدود مورد استفاده قرار می گیرد. این محیط از رشد قارچ ها و باکتری ها به شدت جلوگیری می کند در حالی که گونه های فوزاریوم در این محیط رشد بطي



دارند. این محیط کشت به علت سمی بودن و ایجاد تغییرات در مرفلوژی کنیدی‌ها، برای تشخیص گونه‌ها مناسب نمی‌باشد.

محیط کشت پایه PPA:

تراکلر (حاری ۰/۷۵ ماده PCNB)	۱ گرم
پیتون	۱۵ گرم
KH ₂ PO ₄	۱ گرم
MgSO ₄ و H ₂ O	۰/۵ گرم
آگار	۲۰ گرم
آب مقتدر	۱ لیتر

پس از این که محیط کشت در اتوکلاو استریل شد و دمای آن به ۵۵ درجه رسید، ۱۰ میلی لیتر آب مقتدر استریل به همراه یک گرم سولفات اسپریتومایسین و ۰/۱۲ گرم سولفات نومابسین به آن اضافه می‌شود.

محیط‌های کشت مناسب جهت شناسایی: *Fusarium spp.*

محیط کشت برگ میخک-آگار (CLA)

به منظور تهیه این محیط کشت برگ‌های میخک غیر آلوده به ز باقی‌مانده سوم پس از شستشو با آب به قطعات ۳-۲ سانتی متر تقسیم شده و در آون به مدت ۲ ساعت در دمای ۴۵-۵۵ درجه سانتی گراد خشک می‌شوند. سپس برگ‌ها را در فویل آلومینیوم پیچیده و در اتوکلاو استریل می‌شوند. برگ‌های خشک شده را در یک ظرف در دار ریخته و در یخچال (دمای ۴-۲ درجه سانتیگراد) نگهداری می‌شوند.

برای ساختن محیط کشت برگ میخک-آگار، آب-آگار ۲ درصد را در پتی ریخته و پیش از جامد شدن محیط کشت، ۳-۴ قطعه برگ میخک بر روی آن قرار داده می‌شود.

توجه ۱: برگ‌های خشک شده میخک باید سبز و ترد باقی بمانند.

توجه ۲: محیط کشت برگ میخک-آگار از سویی موجب افزایش سرعت کنیدی زایی و از سویی دیگر تشکیل ماکروکنیدیوم‌های تپیک (یکی از ویژگی‌های لازم برای تشخیص) می‌شود.

محیط کشت کلرید پتاسیم - آگار (KCLA):

برای مشاهده بهتر زنجیره‌های میکروکنیدی و شناسایی فارج از محیط آب-آگار حاری ۴-۸ گرم در لیتر KCl استفاده می‌شود. در روی این محیط جدایه‌های فارج تولید زنجیره میکروکنیدی به میزان فراوان می‌نمایند و به علت وجود KCl در محیط کشت، زنجیره میکروکنیدی به صورت پایدار باقی می‌ماند و به راحتی می-



توان به وسیله میکروسکوپ وجود زنجیره را که یکی از معیارهای اصلی در شناسایی گونه های فوزاریوم ها می باشد، را مشاهده کرد.

دستورالعمل جداسازی و ردیابی *Fusarium spp.* از بافت میزان:

قارچ عامل بیماری را از محل بافت های آلوده گیاهان میزان می توان جداسازی کرد. برای این کار ابتدا محل های بافت آلوده با الکل اتیلیک ۷۵٪ خرد عفونی می شود و بعد به سرعت از روی شعله عبور داده می شود تا خرد عفونی سطحی صورت گیرد. پس از آن قطعات کوچکی از بافت های مرز بین ناحیه سالم و آلوده با استفاده از اسکالپل جدا و روی محیط کشت انتخابی نش اشنایدر (Snyder & Nash) قرار داده می شود. نمونه های کشت شده در انکوباتور ۲۷ درجه سانتی گراد نگهداری می گردد. پس گونه های فوزاریوم رشد کرده به محیط PDA انتقال داده می شوند و برای خالص سازی و شناسایی در یخچال نگهداری می شوند.


دستورالعمل ردیابی آلودگی به *Rhizoctonia solani* در خاک (Carling and Sumner 1992)

- ۱- قرار دادن مواد گباهی طعمه مانند دانه های جو، لویا، قطعات هویج یا سیب زمینی در خاک مرطوب برای مدت ۵ روز و دمای ۲۸-۲۴ درجه سلسیوس. رطوبت خاک باید به میزان ۵۰ درصد ظرفیت مزرعه باشد.
- ۲- شستشوی خاک بر روی الک ۶۰ میلی متر (قطر ۲۵ میلی متر) با آب شیر.
- ۳- خشک کردن قطعات طعمه بر روی کاغذ خشک کن استریل.
- ۴- کشت این قطعات بر روی محیط کشت آب-آگار دارای آنتی بیوتیک استریپتومایسین سولفات.
- ۵- مشاهده ریسه های ویژه *R. solani* و کشت نرک ریسه در محیط کشت PDA

ردیابی بیمارگرهای شب قارچی مورد نظر در استاندارد سلامت نهال دستورالعمل ردیابی آلودگی به *Phytophthora spp.* در خاک

(الف) طعمه گذاری در خاک اشبع و با آب آبیاری- Mitchell and Kannwischer- (Mitchell 1992, Ershad, 1992)

- ۱- غوطه ور کردن ۵ تا ۱۰۰ گرم خاک از نمونه مرکب در آب مقطر استریل به طوری که ۳ سانتی متر آب روی خاک قرار گیرد.



- ۲- قرار دادن طعمه (برگ نارنج، شاهدانه، برگ های سوزنی کاج) به صورت غوطه ور در آب.
- ۳- انکوباسیون در دوره های نور و تاریکی ۱۲ ساعته و دمای ۲۸ و ۲۰ درجه سلسیوس به مدت ۳ تا ۱۰ روز.
- ۴- بررسی بافت طعنه جهت ظهور علائم قهقهه ای شدن بر اثر آلودگی به فیتوفترا.
- ۵- انتقال بافت طعنه قهقهه ای شده طعمه به محیط کشت انتخابی برای *Phytophthora spp.* مانند محیط کشت آرد ذرت-آگار (CMA).
- توجه ۱: دانه های شاهدانه باید پیش از استفاده به مدت ۵ دقیقه جوشانده شوند.
- توجه ۲: برای قرار دادن قطعات کوچک طعمه مانند شاهدانه از پارچه توری استفاده می شود.

استفاده از برگ های پسته در موارد مشکوک به آلودگی فیتوفتورایی در نهالستان پسته (میر ابوالفتحی و همکاران ۱۳۶۹)

- ۱- اشباع ۱۰۰ گرم از نمونه مرکب خاک با آب مقطر در بذر به طوری که آب به ارتفاع ۱ سانتی متر بر روی خاک قرار گیرد.
- ۲- نگهداری بذر دارای خاک اشباع در تاریکی و دمای ۲۲ تا ۲۵ درجه به مدت ۲۴ ساعت.
- ۳- خرد کردن برگ های پسته به قطعات 5×5 سانتی متری و قرار دادن ۸ تا ۱۰ قطعه در هر بذر محتوی خاک اشباع.
- ۴- نگهداری در محلی با تناوب نور و تاریکی و دمای ۲۵ تا ۲۷ درجه به مدت ۴۸ ساعت.
- ۵- برداشتن تعدادی از قطعات برگی و انتقال آن ها به محیط کشت اختصاصی.

(Kannwischer - Mitchell, 1978) ب) کشت مستقیم خاک بر روی محیط انتخابی

تهیه محیط کشت محیط تغییر یافته کنویشر-میشل (Modified Kannwischer - Mitchell's medium :

- ۱- محیط پایه آرد ذرت-آگار (cornmeal agar) لیتر
- ۲- نمک سدیم آمپیسین (ampicillin) ۰/۰۲۵ گرم در لیتر
- ۳- ریفامپیسین (rifampicin) ۰/۰۱ گرم در لیتر
- ۴- کاربندازیم (carbendazim) ۰/۰۲۵ گرم در لیتر



- پاشیدن یک لایه بسیار نازک خاک به طور یکنواخت بر روی محیط با کمک سمهله مناسب (Andersen's air sampler) و در صورت در اختیار نداشتن، به صورت دستی.
- انکوباسیون در دمای ۲۰ درجه سلسیوس به مدت ۱۰ روز.

بازرسی هیدانی و جستجو برای علائم مهم آلوودگی به *Phytophthora spp.*


علائم این دسته از بیماری‌ها شامل پوسیدگی ریشه، زخم ساقه، بلاست شاخه یا دای بک، زخم و تغییر رنگ داخلی و خارجی بر روی شاخه‌ها، برگ ریزی، تولید صمغ و ترشح غیر طبیعی بر روی تن، زردی و تغییر رنگ غیر طبیعی در برگ‌ها و سر انجام مرگ گیاه است. علاوه بر آن بر روی بافت و تنه آلووده می‌توان میسلیوم‌های بیمارگر و یا اسپوراتزیوم‌های میکروسکوپی آن را نیز مشاهده کرد. مشاهده علائم برای تایید آلوودگی فیتوفورایی کافی نبوده و نیازمند بررسی آزمایشگاهی است.

دستورالعمل ردیابی آلوودگی به *Phytophthora spp.* در ساقه‌ها و شاخه‌ها (Ershad, 1992)

- شستشوی شاخه دارای علائم زخم فیتوفترایی به طول ۷ سانتی متر با آب شیر
- بریدن ۲-۳ سانتی متر بالا و پایین شاخه
- خداغونی مطحی شاخه با الکل اتیلیک و سوزاندن لایه الکل باقیمانده روی پوست شاخه
- جدا کردن پوست شاخه با چاقو یا اسکالپل استریل
- برداشتن قطعه کوچک به ابعاد 2×5 / سانتی متری از حد فاصل بافت سالم و بیمار
- قرار دادن قطعات در پتری دیش محتوی محیط کشت PDA
- انکوباسیون پتری دیش‌ها در دمای ۲۰ درجه سلسیوس و به مدت ۱ هفته

دستورالعمل ردیابی آلوودگی به *Phytophthora spp.* در تن و طوقه درختان (Ershad, 1992)

- برداشتن و کنارزدن قسمتی از خاک پایی طوفه درخت
- برداشتن پوست محل زخم با چاقوی تیز با غبانی
- بریدن و جدا کردن تکه‌هایی از چوب در حد فاصل بین زخم و بافت سالم
- قرار دادن دادن قطعات جدا شده در کیسه‌های نایلونی مناسب



۵- قرار دادن قطعات کوچک 2×5 / سانتی متری از تکه چوب های بریده شده بر روی محیط کشت.

توجه ۱: تا حد امکان نمونه برداری از چوب در شرایط عاری از آلوودگی، بدون تماس با خاک و با دستکش استریل انجام شود.

توجه ۲: باید توجه داشت که در بیشتر موارد ردیابی این بیماری از قسمت های زیر زمینی وبا نزدیک به زمین درخت به علت وجود فارج ها و باکتریهای خاک زاد مشکل بوده و باید از روش های دیگر مانند طعمه گذاری و محیط های انتخابی بیهوده گرفت.

دستورالعمل ردیابی آلوودگی به *Pythium spp.* در خاک (Frank 1992)

الف) کشت عصاره رقيق شده خاک:

- ۱- تهیه عصاره خاک سوسپانسیون ۴ گرم خاک در ۱۰ میلی لیتر آب مقطر
- ۲- بلا فاصله کشت ۲۰۰ میکرو لیتر از سوسپانسیون خاک بر روی محیط کشت آب آگار (WA) و یا یک محیط کشت انتخابی.
- ۳- انکوباسیون ظروف پتروی دیش کشت داده شده در تاریکی و دمای ۲۵ درجه سلسیوس.
- ۴- مشاهده کلته ویژه شبیه قارچ بر روی محیط کشت.
- ۵- قرار دادن قرصی از کلته رشد یافته به شکل غرغره و در آب مقطر استریل دارای دانه های شاهدانه استریل و نگهداری در زیر نور و دمای ۲۵ درجه سلسیوس.
شاهدۀ اسپورانژیم های ویژه تشکیل شده شبیه قارچ به کمک میکروسکوپ.

ب) روش طعمه گذاری در خاک:

- ۱- قرار دادن تکه هایی از بافت گیاهی طعمه مانند دانه های شاهدانه، قطعات هویج در خاک به مدت ۴ روز.
 - ۲- خارج کردن قطعات طعمه از خاک و کشت آن ها بر روی محیط انتخابی.
- توجه: جهت ردیابی و جداسازی *P. aphanidermatum*. قطعات سبب زمینی تازه پس از قرار دادن قطعه ای از محیط کشت آب - آگار بر روی آن به عنوان طعمه و نگهداری در دمای ۲۷ درجه سلسیوس به مدت ۲ روز در خاک مرطوب با موفقیت استفاده شده است (Stanghellini and Kronland 1985).

دستورالعمل ردیابی آلوودگی به *Pythium spp.* از بافت گیاهی (Frank 1992)

- ۱- حذف قسمت های پرسیده و شستشوی قسمت های باقی مانده (حاشیه سالم بافت آلوودگی) با آب شیر
- ۲- ضد عفنی قطعات با هیپوکلریت سدیم ۵٪ درصد به مدت ۳۰ ثانیه و شستشو با آب مقطر استریل

- ۳- خشک کردن قطعات شسته شده با کاغذ خشک کن استریل
- ۴- قرار دادن قطعات بر روی محیط کشت WA دارای آنتی بیوتیک پنی سیلین و با آمپی سیلین

توجه ۱: برخی از گونه های *Pythium spp.* ممکن است به ضد عفونی سطحی با هیبیوکلریت سدیم حساس باشند و بنابراین باید جداسازی بدون ضد عفونی سطحی و تنها با شستشو با آب استریل نیز مورد آزمون قرار گیرد.

توجه ۲: افزودن مقدار ۱٪ درصد از ماده Tergitol NPX به محیط کشت با محدود کردن رشد خطی شبه قارچ هی تواند به شناسایی گونه بر اساس مورثولوژی کلی کمک کند.

توجه ۳: برای گونه های کند رشد، استفاده از محیط کشت اختصاصی هانند P5ARP و P10VP توصیه می شود.

محیط کشت (Tsao & Ocana, 1969) P10VP

- ۱- محیط پایه آرد ذرت-آگار (cornmeal agar) ۱ لیتر
- ۲- پیماریسین (Pimaricin) ۰/۰۱ گرم در لیتر
- ۳- ونکومایسین اسیدی (Vancomycin HCl) ۰/۰۲ گرم در لیتر
- ۴- پی سی ان بی (PCNB) ۰/۰۱ گرم در لیتر

محیط کشت (Jeffers & Martin 1986) P5ARP

- ۱- محیط پایه آرد ذرت-آگار (cornmeal agar) ۱ لیتر
- ۲- نمک سدیم آمپی سیلین (ampicillin) ۰/۲۵ گرم در لیتر
- ۳- ریفارمیسین (rifampicin) ۰/۰۱ گرم در لیتر

منابع

- ارشاد، ج. ۱۳۷۱. گونه های فیتوفتورا در ایران (جداسازی-حالص سازی-شناختی). ۲۱۷ صفحه.
- بی نام ۱۳۹۰. ضوابط ردبایی و نمونه برداری نهاده های پارازیت گیاهی در مزارع، باغ ها و نهالستان ها. مدیریت تدوین برنامه های کنترل. سازمان حفظ نباتات. وزارت جهاد کشاورزی.
- میرابوالفتحی، م.، ارشاد، ج. و حجارود، ق. ۱۳۶۹. بررسی بیماری پوسیدگی طوفه و ریشه (گموز) درختان پسته در منطقه رفسنجان. بیماری های گیاهی گیاهی. ۱۲-۱: ۲۶.
- یوسفی همدانی، ا، شریف نبی، ب، و بهار، م. ردبایی سریع *Armillaria mellea* عامل پوسیدگی ریشه و طوفه درختان از نمونه های خاک و چوب با استفاده از تکنیک PCR آشیانه ای. مجله علمی کشاورزی. ۳۵: ۸۲-۷۱

Anonymous. 2010. Phytophthora species in the Environment and Nursery Settings New Pest Response Guidelines, USDA-APHIS-PPQ-Emergency and Domestic Programs-Emergency Management, Riverdale, Maryland. U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS).

Anonymous, 2013. *Verticillium dahliae* Soil Testing. Pest Pros. Division of Allied Coop <http://www.pestprosinc.com/Verticillium-Dahliae-Testing.html>


Celetti, M. 2012. Sampling soil and roots for parasitic nemathodes. Factsheet. Ministry of Agriculture and Food. Ontario.<http://www.omafra.gov.on.ca/English/crops/facts/06-099.html>.

Carling, D.E., and Sumner, D.R. 1992. *Rhizoctonia* spp. 157-165. In: L. L Singleton, J.D. Mihail and C. M. Rush (Eds), Method for research on soil borne phytopathogenic fungi. APS press, USA.

Carlucci,A., Manici , L. M.,Colatruglio , L., Caputo, A. and Frisullo, S. 2013. *Rosellinia necatrix* attack according to soil features in the Mediterranean environment. For. Path. 43 :12–18. doi: 10.1111/j.1439-0329.2012.00787.x

Dhingra, O.D. and Sinclair, J.B. 1995. Basic Plant Pathology Methods. Second edition. LEWIS Publishers. 434 pp.

Ershad, D.J.1992. PHYTOPHTHORA SPECIES IN IRAN(Isolation-Purification-Identification).Agricultural Research Organisation, Tehran.217pp.



Frank, N.M., A. 1992. *Pythium* spp. 39-49. In: L. L Singleton, J.D. Mihail and C. M. Rush (Eds), Method for research on soil borne phytopathogenic fungi. APS press, USA.

Freeman, S. and Sztejnberg, A. 1992. *Rosellinia* spp. 71-73. In: L. L Singleton, J.D. Mihail and C. M. Rush (Eds), Method for research on soil borne phytopathogenic fungi. APS press, USA.

Goud, J.C. and Termorshuizen, A. J. 2003. Quality of methods to quantify microsclerotia of *Verticillium dahliae* in soil. European Journal of Plant Pathology. 109: 523-534.

Harrington, T.C., Worrall, J.J. and Baker, F.A. 1992. *Armillaria* spp. 81-85. In: L. L Singleton, J.D. Mihail and C. M. Rush (Eds).Method for research on soil borne phytopathogenic fungi. APS press, USA.

Jeffers, S.N. and Martin, S.B. 1986. Comparison of two media selective for *Phytophthora* and *Pythium* spp. Plant Disease. 70:1038-1043.

Kabir, Z., Bhat, R. G., and Subbarao, K. V. 2004. Comparison of media for recovery of *Verticillium dahliae* from soil. Plant Disease. 88:49-55.Leslie JF, Summerell BA. 2006. The *Fusarium* laboratory manual. 1st ed. Ames, Iowa: Blackwell Publishing.

Leslie, J.F. and Summerell, B.A. 2006. The *Fusarium* laboratory manual. 1st ed. Ames, Iowa: Blackwell Publishing

Mitchell, D.J. and Knwischer-Mitchell,M.E.1992.*Phytophthora* spp.31-38. In: L. L Singleton, J.D. Mihail and C. M. Rush (Eds), Method for research on soil borne phytopathogenic fungi. APS press, USA.

Nadakavukaren, M.J., and Horner, C.E. 1959. An alcohol agar medium selective for determining *Verticillium* microsclerotia in soil. PHytopathology, 49: 527-528.

Nelson PE, Toussoun TA & Marasas WFO (1983). *Fusarium Species- An Illustrated Manual for Identification*. Park and London, USA: The Penssylvania State University Press. 199p.Pedigo, L.P. 1996 Entomology and Pest Management, 2nd edn. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.



Stanghellini, M.E. and Kronland, W.C. 1985. Bioassay for quantification of *Pythium aphanidermatum* in soil. Phytopathology. 75:1242-1245.

Termorshuizen, A.J. 2000. Interlaboratory comparison of methods to quantify microsclerotia of *Verticillium dahliae* in soil. Pages 122-124 in Advances in Verticillium research and disease management. E.C. Tjamos, R.C. Rowe, J.B. Heale, and D.R. Fravel, (eds). APS Press, St. Paul, MN.

Tsao, P.H. and Ocana, G. 1969. Selective isolation of species of *Phytophthora* from natural soils on an improved antibiotics medium. Nature(London).223:636-638.

Waksman S.A. 1922. A method of counting the number of fungi in the soil. J Bacteriol 7: 339-341.

Warcup J.H.1955. On the origin of colonies of fungi developing on soil dilution plates. Trans Brit Mycol Soc. 38: 298-301.

